






Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
OMB MEDITECH				
	38501	Vapocid®-Tray System 1/1 Edelstahl Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	288x189x47mm 11 5/16" x 7 7/16" x 1 14/16"	1
	38525	Vapocid®-Tray System 1/1 Kunststoff Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Kunststoff 4 Verschlusschieber 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	288x189x47mm 11 5/16" x 7 7/16" x 1 14/16"	1
	38502	Vapocid®-Tray System 1/2 Edelstahl Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	189x144x47mm 7 7/16" x 5 10/16" x 1 14/16"	1
	38523	Vapocid®-Tray System 1/2 Kunststoff Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Kunststoff 4 Verschlusschieber 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	189x144x47mm 7 7/16" x 5 10/16" x 1 14/16"	1
	38953	Vapocid®-Tray System 1/4 Edelstahl Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl und 2 Filter	189x82x45mm 7 7/16" x 3 7/32" x 1 3/4"	1






Abbildung	Art.-Nr. OMB MEDITECH	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
	38935	Vapocid®-Tray System 1/1 Edelstahl ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	288x189x70mm 11 5/16" x 7 7/16" x 2 3/4"	1
	38937	Vapocid®-Tray System 1/1 Kunststoff ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Kunststoff 4 Verschlusschieber 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	288x189x78mm 11 5/16" x 7 7/16" x 3 11/16"	1
	38936	Vapocid®-Tray System 1/2 Edelstahl ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	189x144x70mm 7 7/16" x 5 10/16" x 2 3/4"	1
	38938	Vapocid®-Tray System 1/2 Kunststoff ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Kunststoff 4 Verschlusschieber 1 Behälter Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter	189x144x78mm 7 7/16" x 5 10/16" x 3 11/16"	1
	38964	Vapocid®-Tray System 1/4 Edelstahl ENDO Bestehend aus: ↓ 2 Deckel Edelstahl 2 Verschlussklammern Edelstahl 1 Behälter Edelstahl und 2 Filter	189x82x68mm 7 7/16" x 3 7/32" x 2 11/16" ca. 9x	1






Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
	38717	Instrumentenhalter ¹	9x	2-Pack
	38417	Instrumentenhalter kurz	4-5x*	2-Pack
	38996	Instrumentenhalter mini	1-2x**	2-Pack
	¹ - für 1/1 Tray werden evtl. <u>zwei</u> 2-Pack benötigt: = bis ca.18 Instrumente x = Anzahl Instrumente * - z.B. für 1/4 Tray; Aufnahme bis 4 od. 5 Instrumente ** - z.B. für 1/4 Tray; Aufnahme 1 od. 2 Instrumente			
	38944	Instrumententräger ENDO ⁵ 568		4-Pack
	38942	Instrumententräger ENDO* 284		2-Pack
	38941	Instrumententräger ENDO* 142		1
	* jeweils inkl. Befestigungssatz / _n = bis max. Anzahl Endo-Instrumente			
	38940	Befestigungssatz 142 ENDO (Ersatzteil)		1
	38903	Kennzeichnungsschild		2-Pack
	- Laserbeschriftung: auf Anfrage - Gravur: Bei geringen Stückzahlen empfehlen wir vor Ort gravieren zu lassen - DOCMA* (DIOS) - auf Anfrage * Document Management			
	Ersatzfilter 1/1			
	38508			20-Pack
	38898			50-Pack
	38900			100-Pack
	Ersatzfilter 1/2			
	38505			20-Pack
	38897			50-Pack
	38899			100-Pack









Abbildung	Art.-Nr. OMB MEDITECH	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
		Ersatzfilter 1/4		
	38949			20-Pack
	38952			50-Pack
	38963			100-Pack
	38961	Waschtray-Deckel 1/1 Edelstahl inkl. 2 Verschlussklammern	288x189x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	38981	Waschtray-Deckel 1/1 Edelstahl ENDO inkl. 2 Verschlussklammern	288x189x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	38972	Waschtray-Deckel 1/2 Edelstahl inkl. 2 Verschlussklammern	189x144x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	38992	Waschtray-Deckel 1/2 Edelstahl ENDO inkl. 2 Verschlussklammern	189x144x11 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 4/10"	1
	38984	Waschtray-Deckel 1/4 Edelstahl inkl. 2 Verschlussklammern	189x82x11mm 7 7/16" x 3 7/32" x 4/10"	1
	38954	Waschtray-Deckel 1/4 Edelstahl ENDO inkl. 2 Verschlussklammern	189x82x11mm 7 7/16" x 3 7/32" x 4/10"	1
	38572	Waschtray-Deckel 1/1 inkl. Verschlusschieber, Version Kunststoff	288x189x20 mm 11 5/16" x 7 7/16" x 12/16"	1
	38573	Waschtray-Deckel 1/2 inkl. Verschlusschieber, Version Kunststoff* * für Vapocid®-Tray-Behälter 'gerade', mit Zungen für Verschlusschieber	189x144x20 mm 7 7/16" x 5 10/16" x 12/16"	1
	38948	Schlüssel f. Verschlusschraube Hilfsmittel zur einfachen (fingerfesten!) Befestigung des Filterhalters		1

Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	VE
	38995	Tray-Halter Edelstahl zur Aufnahme von - entweder ca. 3 x 1/1 Tray oder ca. 6 x 1/2 Tray oder ca. 2 x 1/1 Tray Endo oder ca. 4 x 1/2 Tray Endo passend für Sterilisationskammer mit mindestens Ø 250 mm Kammerdurchmesser		1
	38904	Umbausatz 1/1 Edelstahl Bestehend aus: 2 Deckel 1/1 Edelstahl 2 Verschlussklammer Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter - für nachträglichen Wechsel von Kunststoffdeckel zu Edelstahl		1
	38905	Umbausatz 1/2 Edelstahl Bestehend aus: 2 Deckel 1/2 Edelstahl 2 Verschlussklammer Edelstahl 2 Filterhalter, 2 Befestigungsmuttern Edelstahl und Filter - für nachträglichen Wechsel von Kunststoffdeckel zu Edelstahl		1

Anwendungsbeispiele: Definieren Sie Ihre individuellen Tray-Layouts nach Belieben!



Alle Daten und Größenangaben sind ohne Gewähr und sind nur zur Referenz (circa-Wert) * VE = Verpackungseinheit
Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen * Änderungen vorbehalten