

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Switzerland
 Tel: +41-71-982-7201
 Fax: +41-71-982-7202
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Home](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'italiano](#)

Vapocid®-Tray System kompatibel zu Implantat/ Chirurгиеkassetten diverser Hersteller

- ▶ [Vapocid®-Tray System STANDARD](#)
- ▶ [Vapocid®-Tray System ENDO](#)



Das Vapocid®-Tray System bietet hier noch weitere Vorteile: Die maximale Sterillagerungszeit des Vapocid®-Trays von bis zu 12 Monaten in einem geschlossenen Schrank ermöglicht eine optimale Aufbewahrung Ihrer Implantat- / Chirurgie-Kassetten und Instrumente.

Namhafte Hersteller, wie hier z.B.


▶ **Institut Straumann AG** (Switzerland) empfehlen das Vapocid®-Tray System für diesen Verwendungszweck! Für das Oberteil der Chirurgie-Kassette verwenden Sie das Vapocid®-Tray 1/1 ENDO und für das Unterteil das Vapocid®-Tray 1/1 STANDARD.

Diese Kompatibilität ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Erhöhung des Hygiene-Standards in Ihrer Praxis! Nach der Behandlung und Reinigung der Instrumente im Desinfektionsbad / Ultraschall bereiten Sie die beiden Trays zur Sterilisation im Autoklav vor.

Der sonst übliche Arbeitsgang des Einwickelns in Sterilisationstücher erübrigt sich gänzlich! Durch den Einsatz des Vapocid®-Tray Systems speziell für diese Anwendung gewährleisten Sie so den erforderlichen Hygieneschutz und können auf diese Weise die neuesten Auflagen erfüllen.



Das Vapocid®-Tray System - die praktische Lösung für die Sterilisation und sterile Aufbewahrung Ihrer Implantat- Instrumente und Chirurgie-Kassetten.



▶ [Ansicht / Druck](#)
[Adobe Acrobat Datei \(pdf\)](#)

◀ [zurück](#)