

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Suisse
 Tél: +41-71-980-0206 GSM: +41-79-631-0865
 Fax: +41-71-980-0205 Fax2: +41-71-982-7205
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Accueil](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'Italiano](#)

Vapocid®-Tray System ENDO

Techniquement, satisfaire aux critères d'hygiène d'aujourd'hui est souvent compliqué, et coûteux. Le plateau-cassette Vapocid® ENDO (système breveté) est dans ce domaine la solution idéale car c'est un « 3 en 1 », que vous pouvez utiliser comme : plateau de lavage (pour la stérilisation par exemple), plateau de travail et comme enveloppe stérile.

De ce fait, il répond aussi aux critères économiques et écologiques les plus poussés.



Plateau de travail



Plateau de lavage



Enveloppe stérile

Grande flexibilité de ce système !

Plateau-cassette 1/1 d'une capacité de 4 porte-instruments ENDO
 Plateau-cassette 1/2 d'une capacité de 2 porte-instruments ENDO
 Espaceur pour 142 instruments ENDO par porte-instruments

Porte-instruments en plastique pour instruments ENDO (faciles à installer)



Réf. Art.	Article	Modèle	Long. x larg. x haut.
38935	Plateau-cassette Vapocid® 1/1 ENDO	En acier inox	288x189x70
38937	Plateau-cassette Vapocid® 1/1 ENDO	En plastique	288x189x78
38936	Plateau-cassette Vapocid® 1/2 ENDO	En acier inox	189x144x70
38938	Plateau-cassette Vapocid® 1/2 ENDO	En plastique	189x144x78
38941	Porte-instruments ENDO *142 complet (1 unité)	En plastique	132x83x32
38942	Porte-instruments ENDO *284 complet (lot de 2)	En plastique	132x83x32 /2
38944	Porte-instruments ENDO *568 complet (lot de 4)	En plastique	132x83x32 /4
38717	Support "taille standard" pour instruments (lot de 2)	En plastique élastique	-

La solution facile et peu coûteuse pour le stockage stérile de votre instrumentation "standard"/"endo". Une solution "3 en 1" : plateau de travail + plateau de lavage + enveloppe stérile

► [Afficher/imprimer fichier Adobe Acrobat](#)

◀ [Précédent](#)

OMB MEDITECH AG Industrie Hofacker CH-9606 Bütschwil · Suisse
 Nom Skype: [vapocid](#)

Tél: +41-71-980-0206 Fax: +41-71-980-0205
 GSM: +41-79-631-0865 Fax2: +41-71-982-7205

