

OMB MEDITECH AG

Industrie Hofacker
 CH-9606 Bütschwil · Switzerland
 Tel: +41-71-980-0206 GSM:+41-79-631-0865
 Fax: +41-71-980-0205 Fax2:+41-71-982-7205
 e-Mail: sales@omb-meditech.com



► [Home](#) ► [Deutsch](#) ► [English](#) ► [Français](#) ► [L'Italiano](#)

Vapocid®-Tray System ENDO



Modernen Hygieneanforderungen nachzukommen ist in vielen Fällen technisch schwierig oder kostspielig. Das patentierte Vapocid®-Tray System ENDO bietet hier eine wirkliche Lösung, denn es erlaubt eine Dreifachnutzung: als Waschtray, (z.B. in Thermodesinfektoren), als normales Arbeitstray und als Sterilverpackung innerhalb eines Traysystems.

Es werden damit die höchsten ökonomischen und ökologischen Anforderungen erfüllt.



ARBEITS-TRAY




WASCH-TRAY



STERIL-TRAY

Komplett variabel und kombinierbar!
 1/1 Tray bestückbar mit bis zu 4 ENDO-Instrumententräger
 1/2 Tray bestückbar mit bis zu 2 ENDO-Instrumententräger
 Platzhalter für 142 ENDO-Instrumente pro Träger

Instrumententräger aus Kunststoff für ENDO-Instrumente (einfache Montage)



Art.-Nr.	Artikel	Ausführung	L x B x H
38935	Vapocid®-Tray System 1/1 ENDO	Edelstahl	288x189x70
38937	Vapocid®-Tray System 1/1 ENDO	Kunststoff	288x189x78
38936	Vapocid®-Tray System 1/2 ENDO	Edelstahl	189x144x70
38938	Vapocid®-Tray System 1/2 ENDO	Kunststoff	189x144x78
38941	Instrumententräger ENDO 142 kompl. (1 Stück)	Kunststoff	132x83x32
38942	Instrumententräger ENDO 284 kompl. 2-Pack	Kunststoff	132x83x32 /2
38944	Instrumententräger ENDO 568 kompl. 4-Pack	Kunststoff	132x83x32 /4
38717	Instrumentenhalter Standard 2-Pack	Kunststoff elastisch	keine Abb.

Die überzeugend einfache und günstige Lösung für die Sterillagerung von ENDO- und Standard- Instrumenten mit dem Dreifachnutzen: Arbeitstray, Waschtray und Sterilverpackung

► [Ansicht / Druck](#)
[Adobe Acrobat File \(pdf\)](#)

► [Ansicht / Druck](#)
[Prospekt](#)

◀ [zurück](#)

